



Dornier Delta III

DORNIER DELTA® III

TECNOLOGÍA DE PUNTA.
HACIENDO MEJORAS
EN TU VIDA.



Dornier MedTech

EL PODER DE TRANSFORMAR

El litotriptor más vendido del mundo, Dornier Compact Delta® II, acaba de perfeccionarse todavía más. Delta® III de Dornier ofrece Poder en la generación de **IMÁGENES**, **ENERGÍA** Maximizada y **EFICIENCIA** Desarrollada para auxiliar urólogos a traer alivio para pacientes con piedras en los riñones, además de ayudar a mejorar los resultados de tus negocios.



Poder en las **IMÁGENES**

4x
MÁS PODER*

Mejor visualización de los cálculos

ENERGÍA maximizada

43%
MÁS EFICACIA

Menos ondas de choque y tiempo de tratamiento

Mejoría en la **EFICIENCIA**

120+
GRADOS DE ACCESO

Tratamiento por encima o por debajo de la mesa, ofreciendo flexibilidad inigualable



Poder en las IMÁGENES™

4X MÁS PODER*

Para mayor flexibilidad de generación de imagen y función real de imágenes rápidas, Delta III trae un generador de rayos-X de 15 kW.

2 MODOS DE IMAGEN

Se puede realizar la localización de los cálculos utilizándose una de las dos modalidades ofrecidas en el Delta III - Ultrasonografía y Rayo-X.

BRAZO ISOCÉNTRICO ACTUALIZADO

Permite imágenes ultrasonográficas estabilizadas con una amplitud perfeccionada de movimiento para mejor visibilidad de los cálculos en situaciones más clínicas.



Ultrasonido Isocéntrico

Tú no puedes tratar lo que no consigues ver. Así, la generación de imágenes y posicionamiento perfeccionados en el Delta III ofrecen una mejor visualización de los cálculos renales y el mejor acceso al paciente de la categoría.

4x
MÁS PODER*





EMSE 180

Ofrece un área efectiva mayor de energía con ESWL®, comprobadamente tratando **más cálculos, más efectivamente**, con una cantidad menor de ondas de choque necesarias.

20 MM MÁS PROFUNDIDAD

El nuevo EMSE 180 presenta una mayor profundidad de penetración de 170 mm para tratar **muchos más pacientes**.




28%
FUENTE DE LAS
ONDAS DE CHOQUE
28% MAYOR

Delta III ofrece una cabeza de terapia perfeccionada con energía maximizada para garantizar el tratamiento de más cálculos en un mayor número de pacientes.
Energía maximizada = Mejores resultados

NIVELES DE ENERGÍA

Una gama mayor de energía permite tratamiento personalizado para todos los pacientes.

OPTICOUPLER®



43%
MÁS EFICAZ⁽¹⁾

(1) comprobado en estudio clínico para OptiCouple® como herramienta para una mejor litotricia.

OPTICOUPLER®

Sólo Dornier ofrece un control de enganche óptico que mejora la técnica y optimiza la energía total aplicada necesaria de ondas de choque para tratar eficazmente los cálculos renales.

La visualización de la interface de enganche provee informaciones instantáneas acerca de las burbujas de aire en el gel de enganche entre la cabeza de terapia abajo y la piel del paciente.

La transmisión de energía de las ondas de choque se maximiza con la remoción inmediata de las burbujas de aire visualizadas por el usuario.



Control óptico de enganche con OptiCouple® (Más arriba) Antes, durante y después de la limpieza (abajo)



Mejoría en la EFICIENCIA™

ILUMINACIÓN POR LED

La iluminación suave de Led sirve para señalar que el sistema está listo para uso, así como para iluminar la sala.



DISPOSICIÓN APROPIADA PARA TRANSPORTE

Facilidad y forma compacta para mover tu unidad dentro y fuera de las instalaciones.



Tiempo es dinero. Delta III ofrece recursos para la economía de tiempo que mejoran la eficiencia para atender un mayor número de pacientes con mejores resultados.

+120 GRADOS DE ACCESO

La posición por encima o por debajo de la mesa mantiene al paciente cómodamente en la posición supina para abordaje flexible, permitiendo el acceso para tratamiento de **más cálculos**.

CONTROL MANUAL UNIFICADO

Trae los movimientos del litotriptor, de la mesa y del rayo-X para las puntas de tus dedos ofreciendo mayor eficacia.



+120
GRADOS DE
ACCESO





Medible
EVIDENCIA™

MÁS DE 500 TRABAJOS CLÍNICOS

Dornier MedTech es el innovador ESWL® más frecuentemente citado en trabajos de investigación clínica².

MODALIDAD ELEGIDA POR MÁS PACIENTES

La litotricia extracorpórea no invasiva por ondas de choque (ESWL) es la modalidad de tratamiento para cálculos dentro de las opciones disponibles que la mayoría de los pacientes elegiría nuevamente³.

“Trabajando con **EMSE 180** y **OptiCouple**, logramos **optimizar el éxito de los tratamientos** en nuestra institución. La combinación de un mayor diámetro del EMSE y penetración de ondas de choque nos ayudaron a **tratar más pacientes**; Además, la observación por vídeo del acoplamiento con OptiCouple **mejoró la eficacia** de nuestro tratamiento de modo sustancioso.”

– Prof. Gerd Lümmer, Institut zur Steinertrümmerung, Troisdorf, Alemania

1: Taillly gg, Taillly-cusse mm: “optical coupling control: an important Step Toward Better Lithotripsy”, J endourol (2014) 28(11):1368-73.

2: Búsqueda en la base de datos pubmed (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed>) por los términos “dornier” y (“shock wave” o “shockwave”) y (“lithotripsy” o “lithotripter”)

3: http://www.kidneystoners.org/wp-content/uploads/2012/01/comparing-kidney-stone-surgeries_1-12-12.jpg

LA VENTAJA DEL DORNIER DELTA® III



Las soluciones innovadoras del NUEVO Dornier Delta III con Potencia en la generación de **IMAGEN**

ENERGÍA Maximizada

EFICIENCIA Mejorada

ofrecen a tus pacientes tratamientos para cálculos renales que funcionan.

Tus pacientes y tu empresa saludables, más rápido.

* conforme comparado al Delta II

DORNIER DELTA III FUE DESARROLLADO Y MANUFACTURADO POR DORNIER MEDTECH



CONOCIDA POR SUS TECNOLOGÍAS PIONERAS Y TERAPIAS REVOLUCIONARIAS EN UROLOGÍA, DORNIER TIENE TECNOLOGÍA DE PUNTA Y TRABAJA PARA MEJORAR LA VIDA DE PERSONAS EN TODO EL MUNDO.

Matriz

Dornier MedTech GmbH
Argelsrieder Feld 7
82234 Wessling
Alemania

América

Dornier MedTech America, Inc.
1155 Roberts Boulevard N.W.
Kennesaw, Georgia 30144
Tel: +1-770-426-1315
Fax: +1-770-514-6291
Email: info@dornier.com

Asia/Pacífico

Dornier MedTech Asia Pte Ltd
Vision Exchange
2 Venture Drive, #23-18
Singapur 608526
Tel: +65-6572-6068
Fax: +65-6572-6093
Email: infoasia@dornier.com

Japón

Dornier MedTech Japan
Meguro Estate Building
3-8-5 Kami-Ohsaki
Shinagawa-ku, Tokyo 141-0021
Japón
Tel: +81-3-3280 3550
Fax: +81-3-3280 3555
Email: info.japan@domedtech.co.jp

Europa

Dornier MedTech Europe GmbH
Argelsrieder Feld 7
82234 Wessling
Alemania
Tel: +49-8153-888-625
Fax: +49-8153-888-444
Email: infoeurope@dornier.com

Dornier MedTech Italia s.r.l.
Via Arrigo Cavaglieri N. 26
00173 Rome
Italia
Tel: +39-06-72 35 289
Fax: +39-06-72 35 302

Dornier MedTech España, S.L.
Av. Alcalde Barnils, 64-68 -
Módulo A - 1º 3ª
08174 Sant Cugat del Vallés
(Barcelona)
España
Tel: +34-93-203 9316
Fax: +34-93-205 3814

Dornier MedTech France SARL
Ferme de St Paul
1545 route d'Epagny
74330 Sillingy
Francia
Tel: +33-450-22 18 94
Fax: +33-450-24 24 63

Dornier MedTech Europe GmbH
Moscow Representative Office
Uliza Mytnaya 3
Office 21
119049 Moscú
Rusia
Tel: +7-495-739 51 32
Fax: +7-495-739 51 33



LEV BETH
MEDICAL

☎ (55) 6719 3014 ✉ info@levbethmedical.com



www.levbethmedical.com



Dornier MedTech